


# Insight DOA 6.1

Multi Drug Rapid Test 6 Parameter  
(THC, AMP, BAR, BZO, COC, OPI)



KEMENKES RI AKL 20103320393

Alat test Immunochromatographic untuk deteksi reaksi imunokimia antigen dan antibody monoklonal terhadap penyalahgunaan obat dan metabolit yang sesuai pada standar konsentrasi yang ditetapkan oleh NIDA (*National Institute on Drug Abuse*) dalam spesimen urin manusia, mencakup pemeriksaan untuk parameter *Tetrahydrocannabinol, Amphetamine, Barbiturates, Benzodiazepine, Cocaine dan Opiates*.


FEATURES	BENEFITS
High Efficiency	Mendeteksi secara langsung keberadaan molekul obat dalam konsentrasi serendah 50 ng/ml atau > 1000 ng/ml
Simple and Convenient	Ideal untuk pengujian Point of care
Urine used as a sample	Memastikan bahwa sampel dapat dikumpulkan dengan mudah tanpa memerlukan seorang profesional
Five minutes running time	Waktu berbalik cepat, diagnosis cepat

Manufactured by :

 **TULIP DIAGNOSTICS (P) LTD.**

Ginjali, Tulip Block, DR. Antonio Do Rego Bagh, Alto Santacruz,  
Bambolim Complex P.O.,GOA-403 202,  
INDIA  
Website : [www.tulipgroup.com](http://www.tulipgroup.com)

Distributed by (Sole Agent) :

 **Gravia Citra Lestari**

Komplek Ruko Wolter Monginsidi  
Jl. Wolter Monginsidi Blok Q/4 No. 84-AH  
Petogogan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12170,  
INDONESIA  
Telp. +61 21 7398967 Website : [graviacitralestari.com](http://graviacitralestari.com)